

virtufit

M1s
VF11001




USER MANUAL

📷 @virtufit_fitness

▶ VirtuFit

🌐 www.virtufit.com

FIG. A - MASSAGE HEAD



Cylinder Head

EN Relax large muscle groups, such as back, legs and waist.

NL Ontspannen van grote spiergroepen, zoals rug, benen en taille.

DE Entspannen Sie große Muskelgruppen, wie Rücken, Beine und Taille.

FR Détend les grands groupes de muscles, comme le dos, les jambes et la taille.



Bullet Head

EN Relieves pain in soft tissue, knees and joints.

NL Verlicht pijn in zacht weefsel, knieën en gewrichten.

DE Lindert Schmerzen in Weichteilen, Knien und Gelenken.

FR Soulage les douleurs des tissus mous, des genoux et des articulations.



Flat Head

EN Relax muscles of the whole body.

NL Ontspannen van spieren van het hele lichaam.

DE Entspannen Sie die Muskeln des gesamten Körpers.

FR Détend les muscles de l'ensemble du corps.



U Head

EN Relieves stiffness of the cervical spine (neck).

NL Verlicht stijfheid van de cervicale wervelkolom (nek).

DE Lindert die Steifheit der Halswirbelsäule (Nacken).

FR Soulage les raideurs de la colonne cervicale (cou).

INDEX

Safety instructions	03
Guarantee	03
Use	04
Charging	04

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING!

Please consult your doctor before starting exercise. This is particularly important for persons with health problems. Read all instructions before using the device. VirtuFit takes no responsibility for any injuries or property damage suffered as a result of using this equipment. To reduce the risk of electric shock, fire or personal injury, this equipment should be used under the following instructions.

- For adult use only.
- Use only on a dry and clean body over clothing.
- Use only on soft tissue without causing pain or soreness. Do not use on the head or hard parts of the body or if injured.
- Press and move lightly for about 60 seconds per body part.
- Use only the attachments that give the best and desired effect.
- Bruising may occur regardless of the setting of the device or the pressure applied. Check the treated areas regularly and stop immediately in case of pain or discomfort.
- Keep fingers and hair away from the back and ventilation opening of the device, as entrapment may occur.
- Do not place objects in the ventilation opening of the device.
- Keep the device dry, free of dust and dirt and do not use water.
- Do not drop the device and use it carefully.
- Charge the device only with the original charger supplied. Do not use while charging.
- Never use or charge the appliance unattended
- Check the device and battery carefully before each use.

- Do not use the device continuously for more than one hour. Let the device rest for 30 minutes before reuse.
- Read the manual before use.

WARNING!

Do not use the device without your doctor's approval in the following cases: pregnancy, diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, pacemaker wear, recent surgery, epilepsy or migraines, hernias, recent joint replacements or IUDs, metal pins or plates or other concerns about your physical health. Vulnerable persons and children should be accompanied by an adult when using the device. Research is ongoing on the effects of vibration exercises for specific medical conditions. Vibration exercises in a treatment plan is advisable in some cases. This should be done on the advice of and under the supervision of a doctor, specialist or physiotherapist.

GUARANTEE

The warranty period for this item is 1 year from the day of purchase. The guarantee is only valid when this article is used for activities and normal recreational use and does not cover articles used for rental purposes.

Warranty claims are excluded if the cause of the defect is due to:

- If an item or part is deemed defective by VirtuFit, the warranty covers the repair or replacement of only the defective item or part. VirtuFit is not responsible for any costs, losses or damages incurred as a result of loss or use of this product.
- This warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, neglect, normal wear and tear, damage caused by excessive exposure to heat or water, damage caused by improper handling and storage, damage caused by transportation, defective device caused by dropping and damage caused by anything other than defects in materials and workmanship.
- Damage exceeding the cost of the product.
- This warranty is invalid if any unauthorised repair, alteration or modification has taken place to any part of the device
- The warranty for repaired or replacement parts is valid from the date of original purchase.
- In case of improper use, neglect and/or poor maintenance.
- Failure to maintain the item in accordance with factory instructions.

USE

NOTE! The Massage Gun cannot be used while charging.

Turning on and off

- Switch the device on by pressing and holding the on/off switch on the bottom of the device for three seconds.
- The Mini Massage Gun starts in speed level 1. Press the on/off switch once to increase the speed by one level and press again to increase another level, etc.
- The maximum speed is level 4. In level 4, press the on/off switch once and the speed goes back to level 1.
- Massage the desired body part at the desired speed, applying light pressure if necessary.
- Switch off the device by pressing and holding the on/off switch for three seconds.

NOTE! To protect bones and muscles and prevent prolonged massage at the same point, the Massage Gun switches off automatically after 20 minutes of use.

Massage Head (FIG. A)

Changing the Massage Head

- Pull out and remove the message head
- Push the new message head into the device



NOTE! The massage head does not need to be rotated after pushing the message head into the device. The different message heads are explained in FIG. A.

Indicator light

- The indicator light is green when switched on
- During charging, the signal lights flash in turn. When the four signal lights are on at the same time, the battery is full.

Speed

The indicator lights represent the speed level the device is currently at.



CHARGING

NOTE! Fully charge the battery before first use. The charging input is an input for 5V-2A mobile phone USB charging cables. The device cannot be switched on or used during charging to ensure safe use. To prolong battery life, charge the device immediately when the indicator light flashes red.

Charging

- Connect the end of the supplied original USB cable to the charging port on the bottom of the device, and the other end of the USB cable can be connected to a USB adapter or USB port of a computer/laptop. The USB adapter is not included.
- When charging with a USB power supply, do not use a power supply with an output specification higher than DC 5V. Otherwise, the device will be damaged.
- Fully charge the device, which will take about 2 hours.
- After the device is fully charged for the first use, it can be used for about 5 hours. The specific usage time depends on the speed level and pressure applied.
- Disconnect the opader. The device is ready for use.

INHOUD

Veiligheidsinstructies	05
Garantie	05
Gebruik	06
Batterij	06

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

⚠ WAARSCHUWING!

Raadpleeg uw arts voordat u begint met trainen. Dit is in het bijzonder belangrijk voor personen met gezondheidsproblemen. Lees alle instructies alvorens het toestel gebruikt wordt. VirtuFit neemt geen verantwoordelijkheid voor geleden letsel of materiële schade door het gebruik van dit toestel. Om het risico van elektrische schok, brand of persoonlijke blessures te verminderen moet dit apparaat gebruikt worden onder de volgende instructies.

- Alleen voor gebruik door volwassenen.
- Alleen gebruiken op een droog en schoon lichaam over kleding.
- Alleen gebruiken op zacht weefsel zonder pijn of pijn te veroorzaken. Niet gebruiken op het hoofd of harde delen van het lichaam of bij verwondingen.
- Gedurende ongeveer 60 seconden per lichaamsdeel licht drukken en bewegen.
- Gebruik alleen de opzetstukken die het beste en gewenste effect geven.
- Blauwe plekken kunnen optreden ongeacht de instelling van het apparaat of de uitgeoefende druk. Controleer de behandelde gebieden regelmatig en stop onmiddellijk bij pijn of ongemak.
- Houd vingers en haren uit de buurt van de achterkant en de ventilatieopening van het apparaat, aangezien beknelling kan optreden.
- Plaats geen voorwerpen in de ventilatieopening van het apparaat
- Houd het apparaat droog, vrij van stof en vuil en gebruik geen water.
- Laat het apparaat niet vallen en gebruik het zorgvuldig.

- Het apparaat alleen opladen met de meegeleverde originele oplader. Niet gebruiken tijdens opladen.
- Nooit zonder toezicht het apparaat gebruiken of opladen
- Controleer het apparaat en de accu zorgvuldig voor elk gebruik.
- Gebruik het apparaat niet langer dan een uur continu. Laat het apparaat 30 minuten rusten voor hergebruik.
- Lees de handleiding voor gebruik.

⚠ WAARSCHUWING

Het apparaat niet gebruiken zonder goedkeuring van uw arts in de volgende gevallen: zwangerschap, diabetes met complicaties zoals neuropathie of netvliesbeschadiging, slijtage van pacemakers, recente operaties, epilepsie of migraine, hernia's, recente gewrichtsvervangingen of IUD's, metalen pinnen of platen of andere zorgen over uw lichamelijke gezondheid. Kwetsbare personen en kinderen moeten worden begeleid door een volwassene bij gebruik van het apparaat. Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de effecten van vibratie oefeningen voor specifieke medische aandoeningen. Vibratieoefeningen in een behandelplan is adviserend in een aantal gevallen. Dit moet gebeuren op advies van en onder begeleiding van een arts, specialist of fysiotherapeut.

GARANTIE

De garantieperiode voor dit artikel is 1 jaar, vanaf de dag van aankoop. De garantie is alleen geldig wanneer dit artikel wordt gebruikt voor activiteiten en normaal recreatief gebruik en heeft geen betrekking op artikelen die bij verhuur worden gebruikt.

Aanspraak op garantie is uitgesloten indien de oorzaak van het defect het gevolg is van:

- Als een artikel of onderdeel door VirtuFit als defect wordt beschouwd, dekt de garantie de reparatie of vervanging van alleen het defecte artikel of onderdeel. VirtuFit is niet verantwoordelijk voor alle kosten, verliezen of schade opgelopen als gevolg van verlies of gebruik van dit product.
- Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, normale slijtage, schade door overmatige blootstelling aan hitte of water, schade veroorzaakt door onjuiste behandeling en opslag, schade veroorzaakt door transport, defect apparaat veroorzaakt door vallen en schade

veroorzaakt door iets anders dan gebreken in materiaal en vakmanschap.

- Schade die de kostprijs van het product te boven gaat.
- Deze garantie is ongeldig als er een ongeautoriseerde reparatie, wijziging of modificatie heeft plaatsgevonden aan enig onderdeel van het apparaat
- De garantie voor gerepareerde of vervangende onderdelen is geldig vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop.
- Bij ondeugdelijk gebruik, verwaarlozing en/of gebrekkig onderhoud.
- Het niet volgens de fabrieksvoorschriften onderhouden van het artikel.

GEBRUIK

LET OP! De Massage Gun kan tijdens het opladen niet worden gebruikt.

In- en uitschakelen

- Schakel het apparaat in door de aan-/uitschakelaar aan de onderkant van het apparaat drie seconden ingedrukt te houden.
- De Mini Massage Gun start in snelheid 1. Druk 1 keer op de aan-/uitschakelaar om de snelheid met één niveau te verhogen.
- Masseer het gewenste lichaamsdeel met de gewenste snelheid en oefen zo nodig lichte druk uit.
- Schakel het apparaat uit door de aan-/uitschakelaar drie seconden ingedrukt te houden.

LET OP! Om botten en spieren te beschermen en langdurige massage op hetzelfde punt te voorkomen wordt de Massage Gun na 20 minuten gebruik automatisch uitgeschakeld.

Massagekop (FIG. A)

Massagekop veranderen

- Trek de massagekop uit en verwijder deze.
- Duw de nieuwe massagekop in het apparaat.



LET OP! De massagekop hoeft niet te worden gedraaid nadat de massagekop in het apparaat is geduwd. De verschillende massagekoppen staan uitgelegd in FIG. A.

Indicatielampje

- Het indicatielampje is groen als het is ingeschakeld
- Tijdens het opladen knipperen de signaallampjes om de beurt. Wanneer de vier signaallampjes tegelijk branden is de batterij vol.

Snelheid

De indicatielampjes staan voor het snelheidsniveau waar het apparaat op dat moment in staat.



BATTERIJ

LET OP! Laad de batterij voor het eerste gebruik volledig op. De oplaadgang is een ingang voor USB-laadkabels van mobiele telefoons van 5V-2A. Het apparaat kan niet worden ingeschakeld of gebruikt tijdens het opladen om veilig gebruik te garanderen. Om de levensduur van de batterij te verlengen, laad het apparaat meteen op wanneer het indicatielampje rood knippert.

Opladen

- Sluit het uiteinde van de meegeleverde originele USB-kabel aan op de oplaadpoort aan de onderkant van het apparaat en het andere uiteinde van de USB-kabel kan worden aangesloten op een USB-adapter of USB-poort van een computer/laptop. De USB-adapter is niet meegeleverd.
- Gebruik bij het opladen met een USB-voeding geen voeding met een uitgangsspecificatie hoger dan DC 5V. Anders zal het apparaat beschadigd raken.
- Laad het apparaat volledig op, dit zal ongeveer 2 uur duren.
- Nadat het apparaat voor het eerste gebruik volledig is opgeladen kan deze ca. 5 uur worden gebruikt. De specifieke gebruikstijd is afhankelijk van het snelheidsniveau en de uitgeoefende druk.
- Koppel de oader los. Het apparaat is klaar voor gebruik.

INHALTE

Sicherheitshinweise	07
Garantie	07
Verwenden Sie	08
Aufladen	08

SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG!

Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie mit dem Training beginnen. Dies ist besonders wichtig für Personen mit gesundheitlichen Problemen. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen. VirtuFit übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Sachschäden, die durch die Verwendung dieses Geräts entstehen. Um das Risiko eines elektrischen Schlages, eines Brandes oder von Verletzungen zu verringern, sollte dieses Gerät unter Beachtung der folgenden Anweisungen verwendet werden.

- Nur für Erwachsene geeignet.
- Nur auf einem trockenen und sauberen Körper über der Kleidung verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf weichem Gewebe, das keine Schmerzen verursacht. Nicht am Kopf oder an harten Körperteilen oder bei Verletzungen anwenden.
- Drücken und bewegen Sie leicht für etwa 60 Sekunden pro Körperteil.
- Verwenden Sie nur die Aufsätze, die die beste und gewünschte Wirkung erzielen.
- Unabhängig von der Einstellung des Geräts oder dem ausgeübten Druck kann es zu Blutergüssen kommen. Überprüfen Sie die behandelten Bereiche regelmäßig und unterbrechen Sie die Behandlung sofort, wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen verspüren.
- Halten Sie Finger und Haare von der Rückseite und der Belüftungsöffnung des Geräts fern, da es zu Einklemmungen kommen kann.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnung des Geräts.
- Halten Sie das Gerät trocken, frei von Staub und Schmutz und

verwenden Sie kein Wasser.

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und verwenden Sie es vorsichtig.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Original-Ladegerät auf. Benutzen Sie das Gerät nicht während des Ladens.
- Benutzen oder laden Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Überprüfen Sie das Gerät und den Akku vor jedem Gebrauch sorgfältig.
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als eine Stunde ununterbrochen. Lassen Sie das Gerät vor der erneuten Verwendung 30 Minuten lang ruhen.
- Lesen Sie vor dem Gebrauch das Handbuch.

⚠️ WARNUNG!

Verwenden Sie das Gerät in folgenden Fällen nicht ohne die Zustimmung Ihres Arztes: Schwangerschaft, Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Netzhautschäden, Tragen von Herzschrittmachern, kürzliche Operationen, Epilepsie oder Migräne, Leistenbrüche, kürzliche Gelenkersatzoperationen oder Intrauterinpressare, Metallstifte oder -platten oder andere Bedenken hinsichtlich Ihrer körperlichen Gesundheit. Gefährdete Personen und Kinder sollten bei der Verwendung des Geräts von einem Erwachsenen begleitet werden. Die Wirkung von Vibrationsübungen bei bestimmten Erkrankungen wird noch erforscht. In einigen Fällen ist es ratsam, Vibrationsübungen in einen Behandlungsplan aufzunehmen. Dies sollte auf Anraten und unter Aufsicht eines Arztes, Spezialisten oder Physiotherapeuten geschehen.

GARANTIE

Die Garantiezeit für diesen Artikel beträgt 1 Jahr ab dem Tag des Kaufs. Die Garantie gilt nur, wenn dieser Artikel für Aktivitäten und den normalen Freizeitgebrauch verwendet wird und erstreckt sich nicht auf Artikel, die zu Mietzwecken verwendet werden.

Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die Ursache des Defekts auf einen Mangel zurückzuführen ist:

- Wenn ein Artikel oder Teil von VirtuFit als defekt angesehen wird, deckt die Garantie nur die Reparatur oder den Ersatz des defekten Artikels oder Teils ab. VirtuFit ist nicht verantwortlich für Kosten, Verluste oder Schäden, die durch den Verlust oder die Verwendung dieses Produkts entstehen.

- Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Vernachlässigung, normale Abnutzung, Schäden durch übermäßige Hitze- oder Wassereinwirkung, Schäden durch unsachgemäße Handhabung und Lagerung, Transportschäden, defekte Geräte durch Fallenlassen und Schäden, die durch andere Ursachen als Material- und Verarbeitungsfehler verursacht wurden.
- Schäden, die die Kosten des Produkts übersteigen.
- Diese Garantie ist ungültig, wenn an einem Teil des Geräts eine nicht genehmigte Reparatur, Änderung oder Modifikation vorgenommen wurde.
- Die Garantie für reparierte oder ausgetauschte Teile gilt ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch, Vernachlässigung und/oder schlechter Wartung.
- Wenn das Gerät nicht gemäß den Werksanweisungen gewartet wurde.

VERWENDEN SIE

VORSICHT! Die Massagepistole kann während des Aufladens nicht benutzt werden. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter an der Unterseite des Geräts drei Sekunden lang gedrückt halten.

Einschalten und Ausschalten

- Die Mini-Massagepistole startet in der Geschwindigkeitsstufe 1. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter einmal, um die Geschwindigkeit um eine Stufe zu erhöhen, und drücken Sie ihn erneut, um eine weitere Stufe zu erhöhen, usw.
- Die maximale Geschwindigkeit ist Stufe 4. Drücken Sie in Stufe 4 den Ein/Aus-Schalter einmal und die Geschwindigkeit geht zurück auf Stufe 1.
- Massieren Sie den gewünschten Körperteil mit der gewünschten Geschwindigkeit und üben Sie gegebenenfalls leichten Druck aus.
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter drei Sekunden lang gedrückt halten.

VORSICHT! Um Knochen und Muskeln zu schonen und eine zu lange Massage an ein und derselben Stelle zu vermeiden, schaltet sich das Massagegerät nach 20 Minuten automatisch ab.

Massagekopfes (FIG. A)

Wechseln des Massagekopfes

- Ziehen Sie den Massagekopf heraus und entfernen Sie ihn
- Schieben Sie den neuen Massagekopf in das Gerät



HINWEIS! Der Massagekopf muss nicht gedreht werden, nachdem er in das Gerät geschoben wurde. Die verschiedenen Massageköpfe werden in Fig. A erläutert.

Anzeigelampe

- Die Kontrollleuchte leuchtet grün, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Während des Ladevorgangs blinken die Signallampen abwechselnd. Wenn die vier Signallampen gleichzeitig leuchten, ist der Akku voll.

Geschwindigkeit

Die Signallampen zeigen an, auf welcher Geschwindigkeitsstufe sich das Gerät gerade befindet.



AUFLADEN

HINWEIS! Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf. Der Ladeeingang ist ein Eingang für 5V-2A USB-Ladekabel für Mobiltelefone. Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet oder benutzt werden, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie das Gerät sofort auf, wenn die Anzeigelampe rot blinkt.

Aufladen

- Schließen Sie das Ende des mitgelieferten Original-USB-Kabels an den Ladeanschluss an der Unterseite des Geräts an, und das andere Ende des USB-Kabels kann mit einem USB-Adapter oder dem USB-Anschluss eines Computers/Laptops verbunden werden. Der USB-Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Wenn Sie das Gerät mit einem USB-Netzteil aufladen, verwenden Sie kein Netzteil mit einer höheren Ausgangsspezifikation als DC 5V. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Laden Sie das Gerät vollständig auf, was etwa 2 Stunden dauert.
- Nachdem das Gerät bei der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist, kann es etwa 5 Stunden lang verwendet werden. Die genaue Time hängt von der Geschwindigkeit und dem ausgeübten Druck ab.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Das Gerät ist nun einsatzbereit.

SOMMAIRE

Consignes de sécurité	10
Garantie	10
Utilisation	11
Charge	11

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT!

Veillez consulter votre médecin avant de commencer l'exercice. Ceci est particulièrement important pour les personnes ayant des problèmes de santé. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. VirtuFit décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages matériels subis suite à l'utilisation de cet appareil. Pour réduire le risque de d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles, cet équipement doit être utilisé conformément aux instructions suivantes.

- Pour un usage adulte uniquement.
- Utiliser uniquement sur un corps sec et propre par-dessus des vêtements.
- N'utiliser que sur les tissus mous sans provoquer de douleur ou de courbature. Ne pas utiliser sur la tête ou les parties dures du corps ou en cas de blessure.
- Appuyez et bougez légèrement pendant environ 60 secondes par partie du corps.
- N'utilisez que les accessoires qui donnent l'effet le meilleur et le plus désiré.
- Des ecchymoses peuvent apparaître quel que soit le réglage de l'appareil ou la pression appliquée. Vérifiez régulièrement les zones traitées et arrêtez immédiatement en cas de douleur ou d'inconfort.
- Gardez les doigts et les cheveux à l'écart de l'arrière et de l'ouverture de ventilation de l'appareil, car ils pourraient se coincer.
- Ne pas placer d'objets dans l'ouverture de ventilation de l'appareil.
- Gardez l'appareil au sec, à l'abri de la poussière et de la saleté et n'utilisez pas d'eau.

- Ne faites pas tomber l'appareil et utilisez-le avec précaution.
- Chargez l'appareil uniquement avec le chargeur original fourni. Ne l'utilisez pas pendant la charge.
- Ne jamais utiliser ou charger l'appareil sans surveillance
- Vérifiez soigneusement l'appareil et la batterie avant chaque utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus d'une heure. Laissez l'appareil se reposer pendant 30 minutes avant de le réutiliser.
- Lisez le manuel avant d'utiliser l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT!

N'utilisez pas l'appareil sans l'accord de votre médecin dans les cas suivants : grossesse, diabète avec des complications telles qu'une neuropathie ou des lésions rétinienne, port d'un stimulateur cardiaque, intervention chirurgicale récente, épilepsie ou migraines, hernies, remplacement récent d'une articulation ou stérilet, broches ou plaques métalliques ou autres préoccupations concernant votre santé physique. Les personnes vulnérables et les enfants doivent être accompagnés d'un adulte lorsqu'ils utilisent l'appareil. Des recherches sont en cours sur les effets des exercices de vibration pour des conditions médicales spécifiques. Dans certains cas, il est conseillé d'inclure des exercices de vibration dans un plan de traitement. Ils doivent être effectués sur les conseils et sous la supervision d'un médecin, d'un spécialiste ou d'un physiothérapeute.

GARANTIE

La période de garantie pour cet article est de 1 an à compter du jour de l'achat. La garantie est uniquement valable lorsque cet article est utilisé pour des activités et un usage récréatif normal et ne couvre pas les articles utilisés à des fins de location.

Les demandes de garantie sont exclues si la cause du défaut est due à :

- Si un article ou une pièce est jugé défectueux par VirtuFit, la garantie couvre la réparation ou le remplacement de l'article ou de la pièce défectueuse uniquement. VirtuFit n'est pas responsable des coûts, pertes ou dommages encourus à la suite de la perte ou de l'utilisation de ce produit.
- Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence, une usure

normale, des dommages causés par une exposition excessive à la chaleur ou à l'eau, des dommages causés par une manipulation et un stockage inapproprié, des dommages causés par le transport, un dispositif défectueux causé par une chute et des dommages causés par toute autre chose que des défauts de matériaux et de fabrication.

- Dommages dépassant le coût du produit.
- Cette garantie n'est pas valable si une réparation, une altération ou une modification non autorisée a été effectuée sur une partie quelconque de l'appareil.
- La garantie des pièces réparées ou de remplacement est valable à partir de la date d'achat initiale.
- En cas d'utilisation inappropriée, de négligence et/ou de mauvais entretien.
- En cas de manquement à l'entretien de l'article conformément aux instructions de l'usine.

UTILISATION

ATTENTION! Le pistolet de massage ne peut pas être utilisé pendant la charge. Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt situé sous l'appareil et en le maintenant pendant trois secondes.

Mise en marche et arrêt

- Le mini-pistolet de massage démarre au niveau de vitesse 1. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt une fois pour augmenter la vitesse d'un niveau et appuyez à nouveau pour augmenter un autre niveau, etc.
- La vitesse maximale est le niveau 4. Au niveau 4, appuyez une fois sur l'interrupteur marche/arrêt et la vitesse revient au niveau 1.
- Massez la partie du corps souhaitée à la vitesse désirée, en appliquant une légère pression si nécessaire.
- Éteignez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt pendant trois secondes.

ATTENTION! Pour protéger les os et les muscles et éviter un massage prolongé au même endroit, le pistolet de massage s'éteint automatiquement après 20 minutes d'utilisation.

Tête de massage (FIG. A)

Changement de tête de massage

- Tirez et retirez la tête de massage

- Introduire la nouvelle tête de massage dans l'appareil



ATTENTION! Il n'est pas nécessaire de faire tourner la tête de massage après l'avoir insérée dans l'appareil. Les différentes têtes de massage sont expliquées à la Fig. A.

Voyant lumineux

- Le voyant lumineux est vert lorsqu'il est allumé
- Pendant la charge, les voyants lumineux clignotent tour à tour. Lorsque les quatre voyants lumineux sont allumés en même temps, la batterie est pleine.

Vitesse

Les voyants lumineux représentent le niveau de vitesse auquel l'appareil se trouve momentanément.



CHARGE

ATTENTION! Chargez complètement la batterie avant la première utilisation. L'entrée de charge est une entrée pour les câbles de charge USB 5V-2A des téléphones portables. L'appareil ne peut pas être allumé ou utilisé pendant la charge pour garantir une utilisation sûre. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez immédiatement l'appareil lorsque le témoin lumineux clignote en rouge.

Chargement

- Connectez l'extrémité du câble USB original fourni au port de charge situé au bas de l'appareil, et l'autre extrémité du câble USB peut être connectée à un adaptateur USB ou au port USB d'un ordinateur/ordinateur portable. L'adaptateur USB n'est pas fourni.

- Lorsque vous chargez l'appareil avec un bloc d'alimentation USB, n'utilisez pas un bloc d'alimentation dont la spécification de sortie est supérieure à 5 V CC. Sinon, l'appareil sera endommagé.
- Chargez complètement l'appareil, ce qui prendra environ 2 heures.
- Une fois que l'appareil est complètement chargé pour la première utilisation, il peut être utilisé pendant environ 5 heures. Le temps d'utilisation spécifique dépend du niveau de vitesse et de la pression appliquée.
- Débranchez l'opader. L'appareil est prêt à être utilisé.